



Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15
Rīga, LV-1003
Latvija

2025. gada 18. februāris

Temats: FA-2024-071 — Svarīga informācija par produktu - Durashock asinsspiediena ierīce (Welch Allyn™ neautomātiskie asinsspiediena mērītāji) - nesekmīgs uzglabāšanas tests attiecībā uz noplūdēm un precizitāti

Produktu kodi un sērijas numuri: skatiet A pielikumu

Cien. kungs/kundze!

Ar šo svarīgas produkta informācijas vēstuli Baxter Healthcare Corporation vēlas informēt klientus, ka Welch Allyn neautomātiskie asinsspiediena mērītāji var neatbilst noplūdes un precizitātes specifikācijām pēc uzglabāšanas augstā temperatūrā. Baxter iesaka ierīces uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz 40°C/104°F darbības temperatūru.

Pastāv neliels risks, ka asinsspiediena mērītāji, kas uzglabāti augstā temperatūrā, var uzrādīt neprecīzus asinsspiediena mērījumus vai izraisīt nespēju piepūst asinsspiediena aproci.

Mūsu dati liecina, ka šo izstrādājumu Latvijā ir saņēmuši SIA Arbor Medical Korporācija un SIA MediQ Latvija klienti. Jūsu informācijai, lūdzu, skatiet paziņojumu, kas tiek nosūtīts šiem klientiem.

Ja Jums ir jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Baxter.

Ar cieņu,

Anita Balode

Electronically signed by: Anita Balode
Reason: I approve this document
Date: Feb 18, 2025 14:58 GMT+2

Vārds, uzvārds: Anita Balode

Amats: Zāļu registrācijas eksperte