

## Publiskajās vietās pieejamo automatizēto ārējo defibrilatoru saraksts

N.p.k.	Publiskās vietas nosaukums, faktiskā adrese un reģistrācijas numurs	Defibrilatora nosaukums, modelis, tips	Defibrilatora atrašanās vieta	Defibrilatora pieejamības laiks
1.	Valsts asinsdonoru centrs, reģ. Nr. 90000013926, Sēlpils iela 9, LV-1007	Schiller FRED PA-1	Rīga, Sēlpils iela 9, galvenā korpusa 2. stāvs	pirmdien un ceturtdien no plkst. <b>8:00 līdz 18:30</b> ; otrdien, trešdien un piektdien no plkst. <b>8:00 līdz 16:30</b>
2.	Valsts asinsdonoru centrs, reģ. Nr. 90000013926, Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV- 1050	Schiller FRED PA-1	Rīga, Brīvības bulvāris 32, 1. stāvs	Pirmdien un ceturtdien no plkst. <b>8:00 līdz 18:30</b> ; otrdien, trešdien no plkst. <b>8:00 līdz 16:30</b> ; piektdien no plkst. <b>8:00. līdz 14:30</b>
3.	Yokohama TWS Latvia LSEZ SIA	CardiAid, CT0207RF	Kapsēdes iela 2, Liepāja	24/7 (ierobežotas pieejamības telpā, industriālajā zonā ar caurlaidi, ~ laiks ceļā 7 min.)